

A close-up photograph of optical machinery, likely a lens grinding or polishing machine. The image shows several large, circular lenses or grinding wheels in various colors (blue, green, brown) and metallic frames. The background is a bright blue sky. The text is overlaid on the upper part of the image.

Vegla International

Lenti Oftalmiche

CATALOGO 2019

Vegla International

Lenti Oftalmiche

INDICE LENTI SEMIFINITE

Lenti Chiare	Pagina
1,50 SV Sferiche e Asferiche	4
1,50 Bifocali, Progressive	5
1,56 SV Sferiche	6
1,60 SV Sferiche e Asferiche, Bifocali	6
1,67 SV Sferiche e Asferiche, Biconcave, Bifocali, Progressive	7
1,74 SV Sferiche e Asferiche, Progressive	8
Polycarbonato SV Sferiche, Bifocali, Progressive	9
Trilogy-Trivex SV Sferiche e Asferiche, Bifocali, Progressive	9
Polarizzate	
1,50 SV Sferiche	10
Polycarbonato SV Sferiche	10
Trilogy-Trivex SV Sferiche	10
1,60 e 1,67 SV Sferiche	10
1,50 Bifocali, Progressive	11
Polycarbonato Bifocali, Progressive	11
Divewear	
1,50 SV Sferiche, Bifocali e Progressive	12
Trilogy-Trivex, Polycarbonato SV Sferiche	12
Transitions	
1,50 SV Sferiche, Digital Surfacing	13
1,60 - 1,67 - 1,74 SV Sferiche	13
Polycarbonato SV Sferiche	13
Trilogy-Trivex SV Sferiche e Asferiche	13
1,50 Bifocali, Trifocali	14
Trilogy-Trivex Bifocali	14
1,499 Progressive	15
Polycarbonato Progressive	15
Trilogy-Trivex Progressive	15
1,67 Progressive	15
Xtractive Transitions	
1,50 SV Sferiche	16
1,60 - 1,67 - SV Sferiche	16
Polycarbonato SV Sferiche	16
Trilogy-Trivex SV Sferiche	16
1,50 Bifocali, Progressive	17
Minerali	
Bifocali Flap Top e Curve Top	18
Camber	
Chiare, Polarizzate, Transitions	19

INDICE LENTI FINITE

Younger	
Trilogy-Trivex, Polarizzate, Divewear, Transitions, Xtractive	20
Asahi-Lite	
1,60 SV Sferiche e Asferiche, HC Colorabili e Multistrato	20
1,67 SV Asferiche Multistrato	

1,50 Hard Resin Monofocali

SV Sferiche Conant Optics

Diametro	Basi	Uncoated
60	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14	
65	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14	
70	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	
75	2-4-5-6-7-8-9	
80	2-4-5-6-7-8-9	

SV Asferiche Conant Optics

Diametro	Basi	Uncoated
70	4-5-6-7-8-9	

SV Asferiche Super Modular Essilor

Diametro	Basi	Uncoated
67	11,76-12,84-13,89-15,00-16,65	

SV Asferiche Bicular Antifatigue Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
67	11,76-12,84-13,89-15,00-16,65	

1,50 Hard Resin Bifocali

Bifocali Flap Top Essilor

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Uncoated
70	FT25/28	4,25-6,25-8,75	1,00/4,00	
76	FT28	4,25-6,25-8,75	1,00/4,00	

Bifocali Circoletto Tondo Conant Optics

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Uncoated
70	RO 24/28	4,00-6,00-8,00	1,00/4,00	

Bifocali Flap Top Younger

Diametro	LunettaA	Basi	Addizioni	Uncoated
76	FT35	2,25-4,25-6,25-8,25	0,75/3,00	
80	FT28	2,25-4,25-6,25-8,25	0,75/4,00	
80	FT28/35	4,25-6,25	4,50/8,00	
80	FT45	4,25-6,25-8,25	0,75/3,00	

1,50 Hard Resin Progressive

Progressive Conant Optics

Diametro	Corridoio	Basi	Addizioni	Uncoated
75	Regolare	2,00-4,00-6,00-8,00	1,00/3,50	
75	Piccolo	2,00-4,00-6,00-8,00	1,00/3,50	

Progressive Younger

Diametro	Corridoio	Basi	Addizioni	Uncoated
80	Regolare	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Medio Indice 1,56

SV Sferiche Conant Optics

Diametro	Basi	Uncoated	Hardcoated
70	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9		

Alto Indice 1,60

SV Sferiche/Abbe 37 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated	Hardcoated
77	0,5		
75	2,25-4,25-6,25-8,25		
70	10,50-0,50Extra		

SV Sferiche/Abbe 42 Conant Optics

Diametro	Basi	Uncoated
75	0-1-2-3-4-5-6-7-8	

SV Asferiche/Abbe 37 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated	Hardcoated
75	0,50-1,00-2,25-5,25-6,25-7,25-8,25		
70	9,25-10,25		
65	11,50		

Bifocali FT28/Abbe 37 Asahi-Lite

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Uncoated
75	FT28	0,5-2,25-4,25-6,25	1,00/3,00	
70	FT28	8,25	1,00/3,00	

Alto Indice 1,66

SV Sferiche/Abbe 32 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
80	1,00-2,00-3,00-4,00	
70	0,50-0,50EX-5,00-6,00-7,00	
65	.8,00	

SV Asferiche/Abbe 32 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
80	0,50-1,00-2,00-3,00	
75	3,50	
70	0,50EX-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00	
65	10,00	

SV Asferiche Biconcave/Abbe 32 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
75	2,25-4,25	
72	6,25	

Bifocali FT28/Abbe 35 Younger

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Hardcoated
74	FT28	1,00-3,00-5,00-7,00	1,00/3,50	

Progressive Asferiche/Abbe 32 Asahi-Lite

Diametro	Corridoio	Basi	Addizioni	Uncoated
75	Regolare	2,50-3,80-4,80-6,40-8,00	0,75/3,50	

Alto Indice 1,74

SV Sferiche/Abbe 33 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
65	0,50.	
65	1,50.	
70	2,25	
75	3,50-5,00	
70	6,75-8,50-10,25	
65	11,50-12,50	
65	13,50.	
60	14,50-15,50-16,50	

SV Asferiche/Abbe 33 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Uncoated
65	0,50EX-7,80-8,80-9,70-10,60	
70	0,50-5,00-5,50-5,90-6,90	
75	1,50-3,00-4,00-4,50	

Progressive Asferiche/Abbe 33 Asahi-Lite

Diametro	Basi	Addizioni	Uncoated
65/70	1,50.	1,00/3,00	
70/75	2,50-2,50EX	1,00/3,00	
75/80	3,80-3,80EX	1,00/3,00	
75/80	4,80-4,80EX	1,00/3,00	
70/75	6,40-6,40EX	1,00/3,00	
70/75	8,00-8,00EX	1,00/3,00	

Policarbonato

SV Sferiche/Abbe 31 Gentex

Diametro	Basi	Hardcoated
75	0,75-2,25-3,25-4,25-5,50-6,50-7,50-8,50-9,75-11,00-12,00	

Bifocali/Abbe 31 Gentex

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	FT28	4,25-5,50	1,00/3,00	

Progressive/Abbe 32 Younger

Diametro	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Trilogy-Trivex

SV Sferiche/Abbe 45 Younger

Diametro	Basi	Uncoated	Hardcoated
76	0,50-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25		

SV Asferiche/Abbe 45 Younger

Diametro	Basi	Uncoated	Hardcoated
76	0,50-1,25-2,25-3,00-3,50-4,25-5,00-6,00-7,00		

Bifocali/Abbe 45 Younger

Diametro	Lunetta	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	FT28	2,25-4,25-6,25-8,25	1,00/3,50	

Progressive/Abbe 45 Younger

Diametro	Basi	Addizioni	Uncoated	Hardcoated
76	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00		

Polarizzate Monofocali

1,50 SV Sferiche Conant Optics

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
77	Gray3, Brown, Green15	2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-8,00	

1,50 SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
76	Gray1	2,25-4,25-6,25-8,25	
76	Gray3, Brown, Green15	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

Policarbonato SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Hardcoated
76	Gray1 e 3, Brown	0,50-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	
76	Green15, Copper	0,50-2,25-4,25-6,25-8,25	

Trilogy-Trivex SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
74	Gray3, Brown	2,25-4,25-6,25-8,25	

1,60 SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
75	Gray3, Brown, Green15	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

1,67 SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
75	Gray3, Brown, Green15	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

Polarizzate Monofocali Infinite Gray

1,50 SV Sferiche Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Uncoated Euro
76	Fotocromatico Polarizzato	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	17,00

Polarizzate Bifocali

1,50 Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
76	FT28	Gray 1/3, Brown	2,25-4,25-6,25-8,25	0,75/4,00	

Poly Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
75	FT28	Gray 3, Brown	2,25-4,25-6,25-8,25	1,00/3,00	

Polarizzate Progressive

1,50 Progressive Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
80	Gray 3, Brown	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Poly Progressive Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	Gray 3, Brown	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Drivewear

1,50 SV Sferiche Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Uncoated
74	Fotocromatico Polarizzato	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

Trilogy-Trivex SV Sferiche Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Uncoated	Hardcoated
76	Fotocromatico Polarizzato	2,25-4,25-6,25-8,25		

Poly SV Sferiche Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Hardcoated
75	Fotocromatico Polarizzato	2,25-4,25-6,25-8,25	

1,50 Bifocali FT28 Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Addizioni	Hardcoated
74	Fotocromatico Polarizzato	2,25-4,25-6,25-8,25	1,00/3,00	

1,50 Progressive Younger

Diametro	Caratteristica	Basi	Addizioni	Uncoated
76	Fotocromatico Polarizzato	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Transitions Monofocali

1,50 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
72	Gray, Brown, Graphite Green Amet. Purple, Sapphire Blue	0,50-2,25-4,25-5,25-6,25-8,25	

Poly T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
76	Gray, Brown,	0,50-2,25-4,25-5,25-6,25-8,25	

Trilogy-Trivex T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
76	Gray, Brown	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

1,60 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
73/70	Gray, Brown, Graphite Green	0,50-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25-9,25-10,25	

1,67 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
74/70/65	Gray, Brown, Graphite Green	1,00-1,50-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-9,00-12,00	

1,74 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
65/70/75	Gray, Brown	0,50-1,00-1,50-2,50-3,50-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00	

Transitions Bifocali e Trifocali

1,50 T-VII Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
76	FT28	Gray, Brown	0,50-2,25-4,25-5,25-6,25-8,25	1,00/3,00	
70	CT28	Gray, Brown	2,50-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00	1,00/3,50	

1,50 T-VII Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
80	FT45	Gray, Brown	4,25-6,25-8,25	0,75/3,00	

1,50 T-VI Bifocali Alta Addizione Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
78	FT28	Gray, Brown	4,25-6,25-8,25	3,25/4,00	

1,50 T-VI Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
78	FT35	Gray, Brown	4,25-6,25-8,25	0,75/4,00	

Trilogy-Trivex T-VII Bifocali Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
74	FT28	Gray, Brown	2,25-4,25-6,25-8,25	1,00/3,50	

1,50 T-VI Trifocali 7x28 Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
78	Gray, Brown	4,25-6,25-8,25	1,50/4,00	

Transitions Progressive

1,50 T-VII Image Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
78	Gray, Brown	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Poly T-VII Image Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
75	Gray, Brown	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Trilogy-Trivex T-VII Image Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	Gray	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

1,67 T-VII Image Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
74	Gray	1,50-3,00-5,00-7,00	1,00/3,50	

Xtractive Monofocali

1,50 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
76	Gray, Brown	0,50-2,25-4,25-6,25-8,25	

Poly T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Hardcoated
76	Gray, Brown	0,50-2,25-4,25-6,25-8,25	

Trilogy-Trivex T-VII SV Younger

Diametro	Colori	Basi	Hardcoated
76	Gray, Brown	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

1,60 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
73	Gray, Brown	1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25	

1,67 T-VII SV Sferiche Younger

Diametro	Colori	Basi	Uncoated
74	Gray, Brown	1,00-1,50-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00	

Xtractive Bifocali, Progressive

1,50 T-VII Flap Top Younger

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	Uncoated
76	FT28	Gray, Brown	0,50-2,25-4,25-6,25-8,25	1,00/3,00	

1,50 T-VII Image Younger

Diametro	Colori	Basi	Addizioni	Hardcoated
76	Gray, Brown	2,00-4,50-6,50-8,50	1,00/3,00	

Minerali

Bifocali Stright Top Polo

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	
66	ST25	White	4,25-6,25-8,25	0,50/4,00	
66	ST25	Gray	4,25-6,25	0,75/4,00	
66	ST25	Brown	4,25-6,25	1,00/4,00	

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	
66	ST28	White	4,25-6,25-8,25	0,50/4,00	
66	ST28	Gray	4,25-6,25	0,75/4,00	
66	ST28	Brown	4,25-6,25	1,00/4,00	

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	
71	ST25	White	4,25-6,25-8,25	1,00/4,00	
71	ST25	Gray	4,25-6,25,8,25	0,75/4,00	

Bifocali Curve Top Polo

Diametro	Lunetta	Colori	Basi	Addizioni	
66	CT25	White	4,25-6,25	1,00/4,00	
66	CT28	White	4,25-6,25	1,00/4,00	

Camber

Clear Younger

Diametro	Indice e Materiale	Basi	Uncoated
76	1,50 HR	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,53 Trilogy-Trivex	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,60 42 MR-8	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,67 MR-10	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,586 Poly	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,74 MR-174	0,5,2,3,4,5,6,7,8	

Nupolar Younger

Diametro	Indice e Materiale	Basi	Uncoated
76	1,50 HR	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,53 Trilogy-Trivex	0,5,2,3,4,5,6,7,8	n.d.
76	1,60 42 MR-8	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,67 MR-10	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,586 Poly	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,74 MR-174	0,5,2,3,4,5,6,7,8	n.d.

Transitions Younger

Diametro	Indice e Materiale	Basi	Uncoated
76	1,50 HR	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,53 Trilogy-Trivex	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,60 42 MR-8	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,67 MR-10	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,586 Poly	0,5,2,3,4,5,6,7,8	
76	1,74 MR-174	0,5,2,3,4,5,6,7,8	

Lenti Finite

Younger

	Uncoated	Hardcoated	AR Super Hydrophobic
TRILOGY-TRIVEX			
Indice 1,53/Abbe 45 Sferiche		X	X
TRANSITIONS (Gray, Brown)			
Indice 1,50/Abbe 59 Sferiche		X	X
Indice 1,60/Abbe 42 Sferiche		X	X
Indice 1,67/Abbe 31 Asferiche			X
XTRACTIVE (Gray, Brown)			
Indice 1,50/Abbe 59 Sferiche		X	
Indice 1,60/Abbe 42 Asferiche (Gray)			X
POLARIZZATE (Gray 1 e 3, Brown, Green 15)			
Indice 1,50/Abbe 59 Sferiche Plano	X		
Indice 1,53/Abbe 45 Sferiche Trivex Plano		X	
DRIVEWEAR TRILOGY (Transitions Polarizzate AR interno)			
Indice 1,53/Abbe 45 Sferiche Plano		X	
CHIARE ALTO INDICE			
Indice 1,60/Abbe 42 Sferiche			X
Indice 1,67/Abbe 31 Asferiche			X
Indice 1,74/Abbe 33 Biasferiche			X

Asahi-Lite

	Hardcoated Colorabili	Multicoated
Indice 1,60/Abbe 37 Sferiche e Asferiche	X	X
Indice 1,66/Abbe 32 Asferiche		X

Condizioni di vendita

Il presente listino è riservato esclusivamente ai laboratori ottici;

I prezzi sono unitari, al netto di sconto, franco ns magazzino;

Le spedizioni di qualunque tipo, viaggiano sempre a rischio del committente;

I reclami saranno valutati se pervenuti entro otto giorni dal ricevimento della merce;

Non si accettano resi per lenti sottoposte a lavorazione;

Qualunque reso dovrà comunque essere da noi autorizzato;

I ritardi di pagamento saranno gravati di interessi ai tassi bancari correnti;

Per qualsiasi contestazione sarà competente il foro di Padova.



Vegla International

Lenti Oftalmiche

SEDE COMMERCIALE:
Via Niccolò Machiavelli, 11/B
31021- Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041-5937320 – Fax. 041-5903819

www.vegla.weebly.com

E-Mail: vegla@libero.it

Skype: [veglaint](#)